

Curera[®] S-Formad kudde



 **curera**[™]
positionering

 **care of sweden**

SUPPORTING LIFE

Curera® S-Formad kudde

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken för tryckskador minskas. Positionera efter behov i både liggande och sittande läge.

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är också till hjälp vid omläggning och skötsel. Till kuddarna och rullarna finns även våra hygienskydd och bomullsöverdrag som tillbehör.

Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Den S-formade positioneringskudden används till att skapa en 30° position för tryckavlastning. Placera kuddens övre del bakom brukarens rygg och den nedre delen mellan knän och underbenen.

Kan även användas till framstupa sidoläge genom att kuddens övre del placeras framför och under överarmen, kuddens mellersta del under det böjda låret och den nedersta delen placeras under underbenen och fot.

Att arbeta med Curera® Positionering är enkelt. Kontakta Care of Sweden för utbildning och mer information.

EXEMPEL PÅ POSITIONERING



30° position för tryckavlastning



Framstupa sidoläge

| RENGÖRING | FAKTA |
|--|---|
| <p>Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.</p> <p>Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger.</p> <p>Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Fyllning: 50 % HR-skum/50 % polyesterfiber• Garanti: 1 år• Storlek: 38x200 cm, 28x170 cm,• Tillbehör: Överdrag: Polyuretan/polyester Bomullsöverdrag <p>  Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p> <p>Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2021-06-03.</p> |