

# PRIMA BM

Bäddmadrass med god komfort



PRIMA BM med överdrag Marin

# PRIMA BM

PRIMA BM är en bäddmadrass med homogen madrasskärna som ger vårdtagaren en god komfort och tryckutjämning.

Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt<sup>(1)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard<sup>(2)</sup>.

PRIMA BM tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(3)</sup>.

PRIMA BM levereras med hygienöverdrag Marin.



## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Marin

Dragkedja på en sida.

### Marin

Dragkedja på tre sidor.

## REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-04-15.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Enkel att rengöra</li><li>• Hygienöverdrag</li><li>• Vändbar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: kallsaum 35 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Höjd: 6 cm</li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 130 kg</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>
<b>STORLEKAR</b>	
80/85/90/105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.	*Notera att den underliggande madrassen har påverkan på den totala funktionen, inklusive den rekommenderade brukarvikten.