


# Optimal M9<sup>®</sup>

För miljöer med extra höga brandkrav



Optimal M9 med överdrag Marin FR

# Optimal M9<sup>®</sup>

Optimal M9 är speciellt utvecklad för miljöer där kraven på brandsäkerhet är extra höga. Madrassen är testad och godkänd enligt SS 876 00 10.

Madrasskärnan är tillverkad av ett CMHR-skum med hög volymvikt för god komfort och lång livslängd. Madrassen levereras med hygienöverdrag Marin FR. Ett avtagbart hygienskydd som "ångandas"<sup>(1)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(2)</sup>.

Optimal M9 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



## STORLEKAR

80/90x200/205/210 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

## REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-11-13.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p><b>Skjuv</b> Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p><b>Fukt</b> Hygienöverdraget "ångandas"<sup>(1)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p><b>Hygien</b> Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(2)</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: CMHR-skum 50 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Höjd: 11 cm</li><li>• Överdrag: Marin FR</li><li>• Rekommenderad brukarvikt: 0-150 kg</li><li>• Brand: SS 876 00 10/EN 597-1, -2</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul> <p><b>VÄLJ DIN MADRASS</b> – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. <a href="http://www.careofsweden.com/mattress-selector">www.careofsweden.com/mattress-selector</a></p> 