



Överdrag

Uppfyller vårdens krav
på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾

Hygienöverdrag (Helt överdrag alternativt endast toppdel)



Olivia^(1,2)

- Färg: grå.
- Dragkedja, tre sidor.
- Sammansättning: 55 % Polyester/45 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN 597-1, -2.



Olivia H^(1,2)

- Färg: grå.
- Två förflyttningshandag på höger sida.
- Sammansättning: 55 % Polyester/45 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN 597-1, -2.



Marin^(1,2)

- Färg: blå.
- Dragkedja, en eller tre sidor.
- Sammansättning: 37 % Polyester/63 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



Marin FR^(1,2)

- Färg: blå.
- Dragkedja en kortsida.
- Sammansättning: 55% Polyester/45 % Polyuretan Coating.
- Extra flamsäkert, SS 876 00 10.



Nordic^(1,2)

- Färg: blå, grå.
- Dragkedja, tre sidor.
- Svetsade sömmar.
- Handtag en långsida.
- Sammansättning: 44 % Polyamide/56 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



Skandic^(1,2)

- Färg: grå, blå.
- Vätskeskyddad dragkedja, en kortsida.
- Svetsade sömmar.
- Sammansättning: 44% Polyamide/56 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



Steel^(1,2)

- Färg: blå.
- Droppskyddad dragkedja 4 sidor.
- Svetsade sömmar.
- Sammansättning: 44 % Polyamide/56 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



Stone^(1,2)

- Färg: grå.
- Droppskyddad dragkedja 4 sidor.
- Svetsade sömmar.
- Sammansättning: 61 % Polyamide/39 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2, BS 6807 Crib 5.



BOB Extreme/Svart^(1,2)

- Färg: blå-svart.
- Tvådelat, dragkedja en kortsida.
- Handtag på lång- och kortsidor.
- Passar till madrass Optimal BOB.
- Sammansättning: 40 % Polyamide/60 % Polyuretan.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.

Fakta

- Vätskespär, ångpermeabla, ånga transporteras bort, risken för hudmaceration minskar.
- Mjuka, elastiska.
- Enkel skötsel/hantering.
- Avtorkbar, ytdeinfektion, tvätt 95 °C, tål torktumling.
- Finns i olika storlekar.
- Droppskyddad dragkedja.
- Uppfyller SS 876 00 01.

Underdelar

Underdel Evac^(1,2)

- Färg: svart.
- Dragkedja, droppskyddad delbar.
- Kardborreförsedda remmar för fixering i nödsituation.
- Funktionshandtag för förflyttning/transport.
- Sammansättning: 100 % Polyester Polyuretan.
- Kan kombineras med olika toppdelar.
- Brandstandard: EN-597-1, -2, BS 6807 Crib 5.



Underdel CuroCell^(1,2)

- Färg: svart.
- Sammansättning: 100 % Polyester Polyuretan.
- Brandstandard: EN-597-1, -2, BS 6807 Crib 5.



Underdel CuroCell[®] Extreme^(1,2)

- Färg: svart.
- Sammansättning: 40 % Polyamide/60 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2, BS 6807 Crib 5.



Underdel Duro^(1,2)

- Färg: blå.
- Droppskyddad dragkedja 4 sidor.
- Svetsade sömmar.
- Sammansättning: 44 % Polyamide/56 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



Underdel Optimal 5zon[®] Plus^(1,2)

- Färg: svart.
- Funktionshandtag för förflyttning av madrass, kort och långsidor.
- Passar till madrass Optimal 5zon Plus.
- Sammansättning: 100 % Polyester polyuretan.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



Övriga överdrag (ej hygien)

Triåkå

- Bomullstrikå.
- Färg: vit.
- Tvätt 60 °C, tål torktumling.
- Sammansättning: 100 % Bomull.



Referenser

(1) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepeneration – Våt".

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.varhandboken.se/var-doch-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07)



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, CuroCell och Optimal 5zon är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2017. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2021-04-14.