



# Överdrag

Uppfyller vårdens krav  
på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(3)</sup>

## Hygienöverdrag (Helt överdrag alternativt endast toppdel)



### Olivia<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: grå.
- Dragkedja, tre sidor.
- Sammansättning: 55 % Polyester/45 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN 597-1, -2.



### Olivia H<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: grå.
- Två förflyttningshandtag på höger sida.
- Sammansättning: 55 % Polyester/45 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN 597-1, -2.



### Marin<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: blå.
- Dragkedja, en eller tre sidor.
- Sammansättning: 37 % Polyester/63 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



### Marin FR<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: blå.
- Dragkedja en kortsida.
- Sammansättning: 55% Polyester/45 % Polyuretan Coating.
- Extra flamsäkert, SS 876 00 10.



### Nordic<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: blå, grå.
- Dragkedja, tre sidor.
- Svetsade sömmar.
- Handtag en långsida.
- Sammansättning: 44 % Polyamide/56 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



### Skandic<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: grå, blå.
- Vätskeskyddad dragkedja, en kortsida.
- Svetsade sömmar.
- Sammansättning: 44% Polyamide/56 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



### Steel<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: blå.
- Droppskyddad dragkedja 4 sidor.
- Svetsade sömmar.
- Sammansättning: 44 % Polyamide/56 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



### Stone<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: grå.
- Droppskyddad dragkedja 4 sidor.
- Svetsade sömmar.
- Sammansättning: 61 % Polyamide/39 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2, BS 6807 Crib 5.



### BOB Extreme/Svart<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: blå-svart.
- Tvådelat, dragkedja en kortsida.
- Handtag på lång- och kortsidor.
- Passar till madrass Optimal BOB.
- Sammansättning: 40 % Polyamide/60 % Polyuretan.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.

## Fakta

- Vätskespärr, ångpermeabla, ånga transporteras bort, risken för hudmaceration minskar.
- Mjuka, elastiska.
- Enkel skötsel/hantering.
- Avtorkbar, ytdesinfektion, tvätt 95 °C, tål torktumling.
- Finns i olika storlekar.
- Droppskyddad dragkedja.
- Uppfyller SS 876 00 01.

## Underdelar

### Underdel Evac<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: svart.
- Dragkedja, droppskyddad delbar.
- Kardborreförsedda remmar för fixering i nödsituation.
- Funktionshandtag för förflyttning/transport.
- Sammansättning: 100 % Polyester Polyuretan.
- Kan kombineras med olika toppdelar.
- Brandstandard: EN-597-1, -2, BS 6807 Crib 5.



### Underdel CuroCell<sup>®</sup>(1,2,4)

- Färg: svart.
- Sammansättning: 100 % Polyester Polyuretan.
- Brandstandard: EN-597-1, -2, BS 6807 Crib 5.



### Underdel CuroCell<sup>®</sup> Extreme<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: svart.
- Sammansättning: 40 % Polyamide/60 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2, BS 6807 Crib 5.



### Underdel Duro<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: blå.
- Droppskyddad dragkedja 4 sidor.
- Svetsade sömmar.
- Sammansättning: 44 % Polyamide/56 % Polyuretan Coating.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



### Underdel Optimal 5zon<sup>®</sup> Plus<sup>(1,2,4)</sup>

- Färg: svart.
- Funktionshandtag för förflyttning av madrass, kort och långsidor.
- Passar till madrass Optimal 5zon Plus.
- Sammansättning: 100 % Polyester polyuretan.
- Brandstandard: EN-597-1, -2.



## Övriga överdrag (ej hygien)

### Triåk

- Bomullstrika.
- Färg: vit.
- Tvätt 60 °C, tål torktumling.
- Sammansättning: 100 % Bomull.



## Referenser

- (1) CDC (2003), *Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019*
- (2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
- (3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. *Vårdhandboken: Vård och behandling*. <https://www.varhandboken.se/var-doch-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07)
- (4) SS 876 00 20:2017, *Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements*



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, CuroCell och Optimal 5zon är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2021-06-09.