

Optimal M3



Bilden visar en madrass med hygienöverdrag Marin

Kombimadrass av hög kvalitet

Optimal M3

Optimal M3 är vår mest sålda och mycket omtyckta standard-madrass och används i alla typer av vårdmiljöer.

Den har en tvådelad madrasskärna med hög volymvikt och levereras med Hygienöverdrag Marin, Evac eller Skandic. De mjuka och elastiska materialen "ångandas"⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk

Fakta

Kärna: Kallskum 50 kg/m³

Höjd: 12 cm

Rekommenderad brukarvikt: 0-130 kg

Brand: EN 597-1, -2

Garanti: 3 år

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



Funktioner och egenskaper

Tryck

Högelastiska kvalitetsmaterial med effektiv tryckutjämning som ger god komfort.

Skjuv

Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.

Fukt

Hygienöverdraget "ångandas"⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Hygien

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽²⁾.

standard⁽²⁾. Evac-överdraget är delbart med tvådelad dragkedja och utrustat med funktionshandtag för evakuering. Hygienöverdrag Marin är avtagbart med dragkedja på ena kortsidan.

Optimal M3 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Tillgängliga överdrag

Marin

Droppskyddad dragkedja på en sida.

Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida.

Skandic

Svetsat överdrag med vätskeskyddad dragkedja på en sida.

Vid behov av icke hygienöverdrag, vänligen kontakta Care of Sweden.

Storlekar

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

Referenser

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2013. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 13/11/26.



Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt

Läs om hur du väljer rätt madrass på:

www.careofsweden.se/madrassvaljaren

 **care of sweden**
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo
0771-106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.se