

# Curera® Bålstöds kudde

Kudde för bålstöd i sittande läge



 **curera**<sup>™</sup>  
positionering

 **care of sweden**  
SUPPORTING LIFE

# Curera® Bålstöds kudde

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken för tryckskador minskas. Positionera efter behov i både liggande och sittande läge.

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är också till stor hjälp vid omläggning och skötsel.

Till kuddarna och rullarna finns även våra mjuka hygienskydd och bomullsöverdrag som tillbehör. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Curera® Bålstöds kudde används för att stödja bålen i sittande läge och ger ett bra stöd för underarmarna. Kudden kan placeras både framifrån och bakifrån.

Att arbeta med Curera® Positionering är enkelt och vinningen stor. Kontakta Care of Sweden för utbildning och mer information.



EXEMPEL PÅ POSITIONERING

## RENGÖRING

Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.

Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger.

Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.

## FAKTA

- **Storlek: 85x65x30 cm**
- **Fyllning: 50 % HR skum/50 % polyesterfiber.**
- **Överdrag: Polyuretan/polyester.**
- **Tillbehör: Bomullsöverdrag.**
- **Garanti: 1 år.**

### • Tillbehör:

**Hygienöverdrag: Polyuretan/polyester**  
**Bomullsöverdrag**



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2013. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-04-09.