

# Curera® Sittdyna

Stabil & skön sittdyna



# Curera® Sittdyna

Curera Sittdyna är en stabil, lätt och bekväm rullstolsdyna, som även kan användas i och på möbler. Den är kanalskuren och består av många små rörliga moduler, som anpassar sig efter kroppens form. Modulerna ger ett punktexakt stöd och fördelar det höga trycket över sittbensknölar.



Kärnan är gjord av skum med hög flexibilitet och densitet för ökad stabilitet och hållbarhet. Sittdynan har ett svetsat, mjukt och följsamt hygienöverdrag, försett med droppskyddad dragkedja i bakkant. Hygieneskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort).

Skyddet rengörs enkelt genom avtorkning eller maskintvätt och minskar kraftigt behovet av att tvätta dynan, vilket ökar livslängden på dynan.

Tack vare kanalerna går dynan bra att använda även i hängsitsar, men vid större "häng" än 25 mm rekommenderas en utjämningsplatta.



Kubdesign

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER MADRASS	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Enkel rengöring</li><li>• Kubskuren</li><li>• Svetsat överdrag</li><li>• Unik märkning</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fyllning: 50 kg/m<sup>3</sup> polyeterskum</li><li>• Överdrag: Polyuretan/ polyester</li><li>• Höjd: 6 cm</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande</li><li>• Brand: ISO 7176-16</li><li>• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>   Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
<b>STORLEKAR</b>	
35x35x6 cm 35x41x6 cm 40x41x6 cm 40x46x6 cm 40x50x6 cm 45x41x6 cm 45x46x6 cm 45x50x6 cm 50x46x6 cm 50x50x6 cm	

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2013. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2018-04-09.