


PRIMA 12

Funktionell ersättningsmadrass med god komfort



PRIMA 12 med överdrag Marin/Evac

PRIMA 12

PRIMA 12 är en ersättningsmadrass med profilerad madrasskärna som ger vårdtagaren en god komfort och avlastning.

Madrassen levereras med hygienöverdrag Marin som är avtagbart och har dragkedja på en kortsida. Som tillval kan du bland annat välja Evac-överdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering.

De mjuka och elastiska materialen i överdragen är ångpermeabla⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.

PRIMA 12 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.



TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Marin

Droppskyddad dragkedja på en sida

Marin

Droppskyddad dragkedja på tre sidor

Marin

Droppskyddad dragkedja på tre sidor och handtag på en sida

Marin/Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida

Triåkå

Triåkåstrumpa med dragkedja på en sida

REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(2) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-05-27.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Enkel att rengöra• Hygienöverdrag• Vändbar	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: kallsaum 35 kg/m³• Höjd: 13 cm• Rekommenderad brukarvikt: upp till 130 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
STORLEKAR	
80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.	