


PRIMA 12

Funktionell kombimadrass med god komfort & hållbarhet



PRIMA 12 med överdrag Marin/Evac

PRIMA 12

PRIMA 12 är en kombimadrass med profilerad madrasskärna som ger brukare god komfort och avlastning.

Madrassen levereras med Hygienöverdrag Marin som är avtagbart och har dragkedja på en kortsida. Som tillval kan du bland annat välja Evac-överdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering.

De mjuka och elastiska materialen i överdragen "ångandas"⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽²⁾.

PRIMA 12 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller världens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Marin

Droppskyddad dragkedja på en sida

Marin

Droppskyddad dragkedja på tre sidor

Marin

Droppskyddad dragkedja på tre sidor och handtag på en sida

Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida

Trikå

Trikåstrumpa med dragkedja på en sida

Vid behov av icke hygienöverdrag, vänligen kontakta Care of Sweden.

REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-02-07.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Enkel att rengöra• Hygienöverdrag• Unik märkning• Vändbar	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: Kallskum 35 kg/m³• Höjd: 13 cm• Rekommenderad brukarvikt: 0-130 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
STORLEKAR	
80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.	 VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector