

# PRIMA 6

Enkel & funktionell distansmadrass



PRIMA 6 med överdrag Marin

# PRIMA 6

PRIMA 6 är en enkel och funktionell basmadrass med god hållbarhet.

Det är en distansmadrass/förhöjningsdyna för placering under en bäddmadrass, typ en CuroCell® Nova (luftmadrass) eller Optimal 5zon® BM (förebyggande).

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag och är mycket enkel att rengöra och hantera. Det elastiska och följsamma överdraget "ångandas"<sup>(1)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

PRIMA 6 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Marin

Dragkedja på en sida

### Marin

Dragkedja på tre sidor

## REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-05-14.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Enkel att rengöra</li><li>• Hygienöverdrag</li><li>• Unik märkning</li><li>• Vändbar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: Kallskum 35 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Höjd: 6 cm</li><li>• Rekommenderad brukarvikt: 0-130 kg</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Garanti: 3 år</li><li>• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>
<b>STORLEKAR</b>	
80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.	 <b>VÄLJ DIN MADRASS</b> – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. <a href="http://www.careofsweden.com/mattress-selector">www.careofsweden.com/mattress-selector</a>