


Optimal BOB



För bättre komfort på
akut-, operations- och bårvagnar

Optimal BOB

Optimal BOB är speciellt framtagen för att öka komforten på sjukvårdens akut-, operations- och bårvagnar.

Madrassen tillverkas av kallskum med hög volymvikt för god komfort och hållbarhet.

Optimal BOB är utrustad med vår unika sittfunktion DuoCore® som är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Fakta

Kärna: Kallskum 50 kg/m³

Höjd: 9 cm

Överdrag: BOB Extreme/Svart

Rekommenderad brukarvikt: 0-130 kg

Brand: EN 597-1, -2

Garanti: 2 år

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



Funktioner och egenskaper

Tryck

Högelastiska kvalitetsmaterial med effektiv tryckutjämning som ger god komfort.

Skjuv

Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.

Sittfunktion

Vår patenterade⁽³⁾ sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Fukt

Hygienöverdraget "ångandas"⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Hygien

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽²⁾.

Den har ett avtagbart hygienöverdrag med dragkedja och kraftiga handtag för enkel hantering. Det mjuka och elastiska överdraget "ångandas"⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽²⁾. Det är en madrass som är mycket enkel att rengöra och hantera.

Optimal BOB tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Storlekar

60/70x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

Referenser

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".

(3) Patentnummer 008522741.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2015. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-02-06.