


# Optimal Maxx

Kombimadrass för tyngre brukare



Optimal Maxx med överdrag Evac

# Optimal Maxx

Optimal Maxx är en madrass som klarar högre brukarvikter och används i alla typer av vårdmiljöer. Optimal Maxx används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 1<sup>(1)</sup>. Den är utrustad med vår unika sittfunktion DuoCore<sup>®</sup>, utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Madrassen levereras med Hygienöverdrag Evac. Överdraget är utrustat med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering. Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(3)</sup>.

Optimal Maxx tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



## STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 och 105/120x200 cm.  
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

## REFERENSER

(1) Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(4) Patentnummer 008522741.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, Optimal 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-12-13.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p><b>Tryck</b> Högelastiska kvalitetsmaterial med effektiv tryckutjämning som ger god komfort.</p> <p><b>Skjuv</b> Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuv-krafter.</p> <p><b>Sittfunktion</b> Vår patenterade<sup>(4)</sup> sittfunktion DuoCore<sup>®</sup> är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.</p> <p><b>Fukt</b> Hygienöverdraget "ångandas"<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p><b>Hygien</b> Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(2)</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kärna: Kallskum 50 kg/m<sup>3</sup></b></li><li>• <b>Höjd: 15 cm</b></li><li>• <b>Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 1<sup>(1)</sup></b></li><li>• <b>Överdrag: Evac</b></li><li>• <b>Rekommenderad brukarvikt: 0-180 kg</b></li><li>• <b>Brand: EN 597-1, -2</b></li><li>• <b>Garanti: 3 år</b></li><li>• <b>Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</b></li><li>• <b>Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</b></li></ul>
	 <p><b>VÄLJ DIN MADRASS</b> – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. <a href="http://www.careofsweden.com/mattress-selector">www.careofsweden.com/mattress-selector</a></p>