


Optimal Maxx

Ersättningsmadrass för tyngre brukare



Optimal Maxx med överdrag Evac

Optimal Maxx

Optimal Maxx är en madrass som klarar högre brukarvikter och används i alla typer av vårdmiljöer. Optimal Maxx används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 1⁽¹⁾. Madrassen är utrustad med vår patenterade⁽⁴⁾ sittfunktion DuoCore®, utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Madrassen levereras med hygienöverdrag Evac. Överdraget är utrustat med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾.

Optimal Maxx tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁵⁾.



STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 och 105/120x200 cm.
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(4) Patentnummer 008522741.

(5) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, Optimal 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-04-13.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p>Tryck Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.</p> <p>Skjuv Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Sittfunktion Vår patenterade⁽⁴⁾ sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽³⁾.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: kallsaum 50 kg/m³• Höjd: 15 cm• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 1⁽¹⁾• Överdrag: Evac• Rekommenderad brukarvikt: upp till 180 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.