

Optimal 5zon®

En flexibel ersättningsmadrass för
alla typer av vårdmiljöer



Optimal 5zon® med överdrag Olivia/Evac

FAKTA	TILLVAL
<ul style="list-style-type: none"> • Kärna: Kallskum 65+50 kg/m³ • Höjd: 14 cm • Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾ • Rekommenderad brukarvikt: upp till 180 kg • Brand: EN 597-1, -2 • Garanti: 3 år • Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. • Maskintvätt max 95 °C, torktumling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inneröverdrag <p>STORLEKAR</p> <p>80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.</p>

Optimal 5zon®

Optimal 5zon® används i alla typer av vårdmiljöer som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Optimal 5zon® är en mjuk och flexibel ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal 5zon® erbjuder goda tryckutjämnande egenskaper⁽²⁾ och är utrustad med vår patenterade⁽⁵⁾ sittfunktion DuoCore®. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Det mjuka och elastiska hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾. Optimal 5zon® tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁶⁾.



REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin-cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(5) Patentnummer 008522741.

(6) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-04-13.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	VALBARA ÖVERDRAG
<p>Tryck Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämnning.</p> <p>Skjuv Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Sittfunktion Vår patenterade⁽⁵⁾ sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽⁴⁾.</p>	<p>Hygienöverdrag Nordic Nordic har svetsade sömmar, droppskyddad dragkedja på tre sidor och handtag på en långsida.</p> <p>Hygienöverdrag Olivia Olivia är utrustad med droppskyddad dragkedja på tre sidor.</p> <p>Hygienöverdrag Olivia H Olivia H är utrustad med droppskyddad dragkedja på tre sidor och transporthandtag.</p> <p>Hygienöverdrag Olivia/Evac Olivia/Evac är ett tvådelat överdrag med funktionshandtag för bland annat evakuering. Även lågfriktionstopp finns som tillval.</p>