

Optimal 5zon[®]

Den kompletta trycksårsförebyggande madrassen



Optimal 5zon med överdrag Olivia

Optimal 5zon®

Optimal 5zon® används i alla typer av vårdmiljöer som förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾, samt vid smärtterapi. Det är en mjuk och flexibel kombimadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal 5zon® erbjuder mycket goda tryckutjämnande egenskaper⁽²⁾ och är utrustad med vår unika sittfunktion DuoCore®. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁴⁾.



Optimal 5zon® tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Hygienöverdrag Olivia är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor.

STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.
(5) Patentnummer 008522741.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, Optimal 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-12-10.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p>Tryck Högelastiska kvalitetsmaterial och ett unikt zon- och modulsystem ger en effektiv tryckutjämning.</p> <p>Skjuv Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Sittfunktion Vår patenterade⁽⁵⁾ sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁴⁾.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: Kallskum 65+50 kg/m³• Höjd: 14 cm• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-180 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.  <p>Skanna QR-koden för att se presentationsvideo.</p> <p>VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector</p> 