

Optimal 5zon®

Den kompletta trycksårsförebyggande madrassen



Optimal 5zon med överdrag Olivia/Evac

Optimal 5zon®

Optimal 5zon® används i alla typer av vårdmiljöer som förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾, samt vid smärterapi. Det är en mjuk och flexibel kombimadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal 5zon® erbjuder mycket goda tryckutjämnande egenskaper⁽²⁾ och är utrustad med vår unika sittfunktion DuoCore®. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁴⁾.



Optimal 5zon® tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Olivia/Evac är ett tvådelat överdrag med funktionshandtag för bland annat evakuering. Även lågfriktionstopp finns som tillval.

STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(5) Patentnummer 008522741.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, Optimal 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-12-10.

| FUNKTIONER OCH EGENSKAPER | FAKTA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tryck Högelastiska kvalitetsmaterial och ett unikt zon- och modulsystem ger en effektiv tryckutjämning.</p> <p>Skjuv Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Sittfunktion Vår patenterade⁽⁵⁾ sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁴⁾.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Kärna: Kallskum 65+50 kg/m³• Höjd: 14 cm• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-180 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.  <p>Skanna QR-koden för att se presentationsvideo.</p> <p>VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector</p>  |