

Optimal 5zon[®] Plus

Förebyggande kombimadrass för tyngre brukare



Optimal 5zon Plus med överdrag Olivia/U-del 5zon Plus

Optimal 5zon® Plus

Optimal 5zon® Plus används i alla typer av vårdmiljöer som förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾. Den är speciellt framtagen för tyngre brukare, upp till 300 kg. En kombimadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal 5zon® Plus erbjuder mycket goda tryckutjämnande egenskaper⁽²⁾ och är utrustad med vår unika sittfunktion DuoCore®. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Optimal 5zon® Plus levereras med ett delbart hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard^(3,4). Överdraget är utrustat med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för transport av madrass.



Optimal 5zon® Plus tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁴⁾.

STORLEKAR

85/90/105/120x200/210 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) SO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126,

(5) Patentnummer 008522741.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden, Optimal 5zon och DuoCore är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2018-11-13.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Tryck

Högelastiska kvalitetsmaterial och ett unikt zon- och modulsystem ger en effektiv tryckutjämning.

Skjuv

Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.

Sittfunktion

Vår patenterade⁽⁵⁾ sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Fukt

Hygienöverdraget "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Brukarvikt

Madrassen är speciellt framtagen för tyngre brukare, upp till 300 kg.

FAKTA

- **Kärna: Kallskum 65+50 kg/m³**
- **Höjd: 15 cm**
- **Överdrag: Delbart, 5zon® Plus**
- **Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2⁽¹⁾**
- **Brukarvikt: 0-300 kg (för brukarvikter upp till 180 kg rekommenderas Optimal 5zon®)**
- **Brand: EN 597-1, -2**
- **Garanti: 2 år**
- **Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.**
- **Maskintvätt max 95 °C, torktumling.**



VÄLJ DIN MADRASS

– Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass.

www.careofsweden.com/mattress-selector