

# Optimal 5zon® Plus

## Förebyggande ersättningsmadrass för tyngre brukare



Optimal 5zon® Plus med överdrag Olivia/U-del 5zon Plus

FAKTA	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: kallskum 65+50 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Höjd: 15 cm</li><li>• Överdrag: delbart, 5zon® Plus</li><li>• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2<sup>(1)</sup></li><li>• Brukarvikt: upp till 300 kg (för brukarvikter upp till 180 kg rekommenderas Optimal 5zon®)</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>	<p>85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.</p>

# Optimal 5zon® Plus

Optimal 5zon® Plus används i alla typer av vårdmiljöer som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2<sup>(1)</sup>. Madrassen är speciellt framtagen för tyngre vårdtagare, upp till 300 kg. Optimal 5zon® Plus är en ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal 5zon® Plus erbjuder goda tryckutjämnande egenskaper<sup>(2)</sup> och är utrustad med vår patenterade<sup>(5)</sup> sittfunktion DuoCore®. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Optimal 5zon® Plus levereras med ett delbart hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt<sup>(3)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard<sup>(4)</sup>.

Optimal 5zon® Plus tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(6)</sup>. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor och fästband i resår.

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin-cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(5) Patentnummer 008522741.

(6) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



## FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

### Tryck

Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.

### Skjuv

Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.

### Sittfunktion

Vår patenterade<sup>(5)</sup> sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

### Fukt

Hygienöverdraget är ångpermeabelt<sup>(3)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

### Hygien

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard<sup>(4)</sup>.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-04-13.