

Optimal 5zon® Plus

Förebyggande ersättningsmadrass för tyngre brukare



Optimal 5zon® Plus med överdrag Olivia/U-del 5zon Plus

FAKTA	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Kärna: kallskum 65+50 kg/m³• Höjd: 15 cm• Överdrag: delbart, 5zon® Plus• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Brukarvikt: upp till 300 kg (för brukarvikter upp till 180 kg rekommenderas Optimal 5zon®)• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.	<p>85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.</p>

Optimal 5zon® Plus

Optimal 5zon® Plus används i alla typer av vårdmiljöer som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Madrassen är speciellt framtagen för tyngre vårdtagare, upp till 300 kg. Optimal 5zon® Plus är en ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal 5zon® Plus erbjuder goda tryckutjämnande egenskaper⁽²⁾ och är utrustad med vår patenterade⁽⁵⁾ sittfunktion DuoCore®. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Optimal 5zon® Plus levereras med ett delbart hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁶⁾.

Optimal 5zon® Plus tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾⁽⁶⁾. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor och fästband i resår.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin-cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(5) Patentnummer 008522741.

(6) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.varldhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

Tryck

Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.

Skjuv

Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.

Sittfunktion

Vår patenterade⁽⁵⁾ sittfunktion DuoCore® är utformad för att ge stöd i sittande läge och samtidigt erbjuda god komfort i liggande läge.

Fukt

Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Hygien

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁶⁾.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-05-27.