

Optimal Care

Ersättningsmadrass med god komfort & support



Optimal Care med överdrag Olivia

FAKTA	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Kärna: högelastiskt kallsaum 50 kg/m³• Höjd: 14 cm• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: upp till 160 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.	<p>80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.</p>

Optimal Care

Optimal Care används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾

Optimal Care är indelad i zoner som är anpassade efter kroppen. Madrassen har även förstärkta sidor vilka ger stöd vid i- och urstigning.

Det mjuka och elastiska materialet i hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾.

Optimal Care tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.

Optimal Care finns även tillgänglig i varianten Optimal Care Duo, med modulsystem på båda sidor vilket gör den vändbar.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	VALBARA ÖVERDRAG
<p>Tryck Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.</p> <p>Skjuv Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾.</p>	<p>Olivia Droppskyddad dragkedja på tre sidor.</p> <p>Olivia H Droppskyddad dragkedja på tre sidor och transporthandtag.</p> <p>Evac Tvådelat överdrag med funktionshandtag för bland annat evakuering. Även lågfrictionstopp finns som tillval.</p> <p>Nordic Svetsade sömmar, droppskyddad dragkedja på tre sidor och handtag på en långsida.</p> <p> Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.</p> <p>Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-05-27.</p>