

Optimal Cura

Förebyggande ersättningsmadrass
med god tryckutjämning



Optimal Cura med överdrag Olivia/Evac

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

Optimal Cura

Optimal Cura används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Det är en ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal Cura är en tvåskiktsmadrass där det övre skiktet består av viskoelastiskt skum (så kallat trögskum) och det undre skiktet består av kalls-kum. Madrassens speciella vågformade konstruk-tion och material ger goda tryckutjämnande egenskaper. De två skikten tillåter kroppen att sjunka ner i materialet så att trycket fördelas på en större yta.

Madrassen levereras med hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermea-belt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor. Som tillbehör finns överdrag Evac med inbyggd evakueringsfunktion.

Optimal Cura tillverkas av moderna, återvinnings-bara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.



TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Olivia

Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Olivia H

Droppskyddad dragkedja på tre sidor och transporthandtag.

Olivia/Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida.

STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-07-02.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p>Tryck Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.</p> <p>Skjuv Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: kalls-kum + trögskum 50 kg/m³• Höjd: 13 cm• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: upp till 130 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.