

Optimal Cura



Bilden visar en madrass med hygienöverdrag Olivia

Förebyggande kombimadrass
med god tryckutjämning

Optimal Cura

Optimal Cura används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 1⁽¹⁾. Det är en kombimadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal Cura är en tvåskiktsmadrass där det övre skiktet består av viskoelastiskt skum (så kallat trögskum) och det undre skiktet består av kallskum. Madrassens speciella vågformade konstruktion och material ger mycket goda tryckutjämnande egenskaper. De två skikten tillåter kroppen att sjunka ner i materialet så att trycket fördelas på en större yta.

Fakta

Kärna: Kallskum + trögskum 50 kg/m³

Höjd: 13 cm

Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 1⁽¹⁾

Rekommenderad brukarvikt: 0-130 kg

Brand: EN 597-1, -2

Garanti: 3 år

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



Funktioner och egenskaper

Tryck

Högelastiska kvalitetsmaterial och unik konstruktion som ger en effektiv tryckutjämning.

Skjuv

Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.

Fukt

Hygienöverdraget "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Hygien

Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.

Madrassen levereras med Hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor. Som tillbehör finns överdrag Evac med inbyggd evakueringsfunktion.

Optimal Cura tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Tillgängliga överdrag

Olivia

Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Olivia H

Droppskyddad dragkedja på tre sidor och transporthandtag.

Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida.

Vid behov av icke hygienöverdrag, vänligen kontakta Care of Sweden.

Storlekar

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

Referenser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Vät".



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2016. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2016-11-21.



Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt

Läs om hur du väljer rätt madrass på:

www.careofsweden.se/madrassvaljaren

 **care of sweden**
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo
0771-106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.se