

# Optimal Cura

Förebyggande kombimadrass med god tryckutjämning



Optimal Cura med överdrag Olivia/Evac

# Optimal Cura

Optimal Cura används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 1<sup>(1)</sup>. Det är en kombimadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal Cura är en tvåskiktsmadrass där det övre skiktet består av viskoelastiskt skum (så kallat trögskum) och det undre skiktet består av kallsaum. Madrassens speciella vågformade konstruktion och material ger mycket goda tryckutjämnande egenskaper. De två skikten tillåter kroppen att sjunka ner i materialet så att trycket fördelas på en större yta.

Madrassen levereras med Hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(3)</sup>. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor. Som tillbehör finns överdrag Evac med inbyggd evakueringsfunktion.

Optimal Cura tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Olivia

Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

### Olivia H

Droppskyddad dragkedja på tre sidor och transport-handtag.

### Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida.

Vid behov av icke hygienöverdrag, vänligen kontakta Care of Sweden.

## STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

## REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-02-04.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p><b>Tryck</b> Högelastiska kvalitetsmaterial och unik konstruktion som ger en effektiv tryckutjämnning.</p> <p><b>Skjuv</b> Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p><b>Fukt</b> Hygienöverdraget "ångandas"<sup>(3)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p><b>Hygien</b> Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(3)</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kärna: Kallsaum + trögskum 50 kg/m<sup>3</sup></b></li><li>• <b>Höjd: 13 cm</b></li><li>• <b>Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 1<sup>(1)</sup></b></li><li>• <b>Rekommenderad brukarvikt: 0-130 kg</b></li><li>• <b>Brand: EN 597-1, -2</b></li><li>• <b>Garanti: 3 år</b></li><li>• <b>Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</b></li><li>• <b>Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</b></li></ul> <p><b>VÄLJ DIN MADRASS</b> – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. <a href="http://www.careofsweden.com/mattress-selector">www.careofsweden.com/mattress-selector</a></p>