


Optimal Solett

Förebyggande kombimadrass för lätta & känsliga personer



Optimal Solett med överdrag Olivia

Optimal Solett

Optimal Solett används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 1⁽¹⁾. Det är en kombimadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass. Optimal Solett är speciellt framtagen för lätta och känsliga personer och erbjuder mycket goda tryckutjämnande egenskaper.

Den levereras med Hygienöverdrag Evac. Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾. Överdraget är utrustad med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering.

Optimal Solett tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida.

Olivia

Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

(1) Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-08-20.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p>Tryck Högelastiska kvalitetsmaterial med effektiv tryckutjämnning som ger god komfort.</p> <p>Skjuv Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: Kallskum 35 kg/m³ och trögskum 50 kg/m³• Höjd: 12 cm• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 1⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-60 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling. <p>VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector</p> 