


# Optimal Solett BM

Extra mjuk och följsam bäddmadrass



Optimal Solett BM med överdrag Olivia

# Optimal Solett BM

Optimal Solett BM används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 1<sup>(1)</sup>, samt vid smärtterapi. Den är speciellt framtagen för lätta och känsliga personer. En bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Det är en extra mjuk och följsam bäddmadrass som är mycket enkel att rengöra och hantera. Skumkärnan är tillverkad i kallsaum med mycket hög volymvikt vilket ger en lång livslängd och mycket bra komfort.

Madrassen levereras med Hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(3)</sup>. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Optimal Solett BM tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



## STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.  
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

## REFERENSER

(1) Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.


(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjöds.  
Senast uppdaterad: 2019-08-20.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p><b>Tryck</b> Högelastiska kvalitetsmaterial med effektiv tryckutjämning som ger god komfort.</p> <p><b>Skjuv</b> Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p><b>Fukt</b> Hygienöverdraget "ångandas"<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p><b>Hygien</b> Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(3)</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: Kallsaum 35 kg/m<sup>3</sup> och trögsaum 50 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Höjd: 6 cm</li><li>• Överdrag: Olivia</li><li>• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 1<sup>(1)</sup></li><li>• Rekommenderad brukarvikt: 0-60 kg*</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling</li></ul> <p>*Notera att den underliggande madrassen har påverkan på den totala funktionen, inklusive den rekommenderade brukarvikten</p>
 <p><b>VÄLJ DIN MADRASS</b> – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. <a href="http://www.careofsweden.com/mattress-selector">www.careofsweden.com/mattress-selector</a></p>	