

CuroCell S.A.M.®

Bäddmadrass med mycket god komfort



CuroCell S.A.M med överdrag Steel

CuroCell S.A.M.[®]

CuroCell S.A.M.[®] används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾, samt vid smärterapi. Det är en statisk luftmadrass som erbjuder mycket goda egenskaper avseende komfort och tryckutjämning⁽²⁾. En bäddmadrass som är tillverkad i mycket följsamma och hållbara material. Den medföljande supportpumpen är enkel att använda och mycket tystgående. Madrassen har en CPR, snabbtömning av luft vid HLR-situation.

Den levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁴⁾. Med det extra mjuka inneröverdraget (tillbehör), sänks det redan låga trycket⁽⁵⁾ och komforten ökar ytterligare.

CuroCell S.A.M.[®] CF16, utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten samt inneröverdrag Soft, kan också väljas.



CuroCell S.A.M.[®] tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

TILLVAL

- Extra mjukt inneröverdrag
- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Kraftig transportväska
- Transportfunktion
- Väska till pump

REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.


(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-01-14.

MADRASSENS FUNKTIONER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Enkel att hantera och sköta• Fästband i resår• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"⁽³⁾• Mycket goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump• Unik märkning• Celler i polyuretan	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 10 cm• Rekommenderad brukarvikt: 0-200 kg⁽¹⁾• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling
STORLEKAR	
80/85/90/105/120x200/210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.	 VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector