

# CuroCell S.A.M.<sup>®</sup>

Bäddmadrass med god komfort



CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> med överdrag Steel

 care of sweden  
SUPPORTING LIFE

# CuroCell S.A.M.<sup>®</sup>

CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2<sup>(1)</sup>. Det är en statisk luftmadrass som erbjuder goda egenskaper avseende komfort och tryckutjämning<sup>(2)</sup>. En bäddmadrass som är tillverkad i följsamma och hållbara material. Den medföljande supportpumpen är enkel att använda och tystgående. Madrassen har en CPR, snabbtömning av luft vid HLR-situation.

Madrassen levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(3)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard<sup>(4)</sup>. Ett mjukt inneröverdrag finns tillgängligt som tillval. Det mjuka Inneröverdraget sänker det redan låga trycket vilket bidrar till att komforten ökar ytterligare.

CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> CF16, utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten. Med CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> CF16 ingår också inneröverdrag Soft.



CuroCell S.A.M.<sup>®</sup> tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(5)</sup>.

## TILLVAL

- Mjukt inneröverdrag
- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Kraftig transportväska
- Transportfunktion

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(5) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-04-16.

MADRASSENS FUNKTIONER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Enkel att hantera och sköta</li><li>• Fästband i resår</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(3)</sup></li><li>• Goda rengöringsegenskaper</li><li>• Tyst och energisnål pump</li><li>• Celler i polyuretan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: konstant lågt tryck</li><li>• Höjd: 10 cm</li><li>• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2<sup>(1)</sup></li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 200 kg</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel</li><li>• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling</li></ul>
STORLEKAR	
80/85/90/105/120x200/210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.	