

CuroCell S.A.M.[®]

Bäddmadrass med god komfort



CuroCell S.A.M.[®] med överdrag Steel

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

CuroCell S.A.M.[®]

CuroCell S.A.M.[®] är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Det är en statisk luftmadrass som erbjuder goda egenskaper avseende komfort och tryckutjämnning⁽²⁾. En bäddmadrass som är tillverkad i följsamma och hållbara material. Den medföljande supportpumpen är enkel att använda och tystgående. Madrassen har en CPR, snabbtömning av luft vid HLR-situation.

Madrassen levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁵⁾. Ett mjukt inneröverdrag finns tillgängligt som tillval. Det mjuka Inneröverdraget sänker det redan låga trycket vilket bidrar till att komforten ökar ytterligare.

CuroCell S.A.M.[®] CF16, utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten. Med CuroCell S.A.M.[®] CF16 ingår också inneröverdrag Soft.



CuroCell S.A.M.[®] tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

TILLVAL

- Mjukt inneröverdrag
- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Kraftig transportväska
- Transportfunktion

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

(4) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(5) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.varhandboken.se/var-d-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-05-28.

| MADRASSENS FUNKTIONER | FAKTA |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Enkel att hantera och sköta• Fästband i resår• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾• Goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump• Celler i polyuretan | <ul style="list-style-type: none">• Typ: konstant lågt tryck• Höjd: 10 cm• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: upp till 200 kg• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel• Maskintvätt i max 95 °C, torktumling |
| STORLEKAR | |
| 80/85/90/105/120x200/210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden. | |