

CuroCell S.A.M.[®] CF16

Kombimadrass med mycket god komfort



CuroCell S.A.M.[®] CF16 med Toppdel Olivia/U-del CC

CuroCell S.A.M.[®] CF16

CuroCell S.A.M.[®] CF16 används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾, samt vid smärterapi. En statisk luftmadrass som erbjuder mycket goda egenskaper avseende komfort och tryckutjämning⁽²⁾. Det är en kombimadrass med integrerad skumkärna och är tillverkad i mycket följsamma och hållbara material. Den medföljande supportpumpen är enkel att använda och mycket tystgående. Madrassen har en inbyggd hälfunktion samt CPR, snabbtömning av luft vid HLR-situation.

Den levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁴⁾. Med det extra mjuka inneröverdraget, sänks det redan låga trycket⁽⁵⁾ och komforten ökar ytterligare.

CuroCell S.A.M.[®] CF16 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER

(1) *Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(5) Tryckmätningar Xsensor 2008.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2019-09-18.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Enkel att hantera och sköta• Extra mjukt inneröverdrag• Hälfunktion• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"⁽³⁾• Mycket goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump• Unik märkning	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 16 cm• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-200 kg• Brand: EN 597-1, -2• Strömförsörjning: 230 V/50Hz• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Hygienöverdrag med svetsade sömmar• Kraftig transportväska• Transportfunktion• Väska till pump	80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.
	<p>Madrassväljaren - Guidelines vid val av produkt Läs om hur du väljer rätt madrass på: www.careofsweden.se/madrassvaljaren</p>