

CuroCell S.A.M.[®] CF16

Ersättningsmadrass med god komfort



CuroCell S.A.M.[®] CF16 med Toppdel Olivia/U-del CC

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

CuroCell S.A.M.[®] CF16

CuroCell S.A.M.[®] CF16 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. En statisk luftmadrass som erbjuder goda egenskaper avseende komfort och tryckutjämning⁽²⁾.

CuroCell S.A.M.[®] CF16 är en ersättningsmadrass med integrerad skumkärna och är tillverkad i följsamma och hållbara material. Den medföljande supportpumpen är enkel att använda och tystgående. Madrassen har en inbyggd hälffunktion samt CPR, snabbtömning av luft vid HLR-situation.

Den levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾⁽⁶⁾. Med det mjuka inneröverdraget sänks det redan låga trycket⁽⁵⁾ vilket bidrar till att öka komforten ytterligare.



CuroCell S.A.M.[®] CF16 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾⁽⁶⁾.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(5) Tryckmätningar Xsensor 2008.

(6) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-05-28.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Enkel att hantera och sköta• Mjukt inneröverdrag• Hälffunktion• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾• Goda rengöringsegenskaper• Tystgående pump	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 16 cm• Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 200 kg• Brand: EN 597-1, -2• Strömförsörjning: 230 V/50Hz• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Hygienöverdrag med svetsade sömmar• Kraftig transportväska• Transportfunktion	80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.