

CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16

Kombinerar mycket god komfort med lång livslängd



CuroCell S.A.M.[®] PRO CF16 med Toppdel Olivia/U-del CC

CuroCell S.A.M.® PRO CF16

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 är en ersättningsmadrass med konstant lågt tryck som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2-3⁽¹⁾. Madrassen kombinerar en underliggande skumkärna med luftceller som ger effektiv tryckfördelning.

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 erbjuder mycket god komfort och kan användas som hjälpmedel vid smärterapi⁽²⁾. Inneröverdraget sänker det redan låga trycket⁽³⁾ och komforten ökar ytterligare.

Pumpen är utvecklad av Care of Sweden och enkel att använda. Komfortreglaget gör det lätt att välja individuell komfortnivå vilket gör att CuroCell S.A.M.® PRO CF16 kan användas under lång tid och i olika vårdmiljöer. Pumpen bibehåller automatiskt vald tryck- och komfortnivå. Det innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs, vilket minimerar ljud och vibrationer. Det gör att pumpen är energieffektiv och får en lång livslängd.

CuroCell S.A.M.® PRO CF16 levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som "ångandas"⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽⁵⁾.

REFERENSER

(1)*Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) Tryckmätningar Xsensor 2008.

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.


(5) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2019-08-08.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Enkel att hantera och sköta• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"⁽⁴⁾• Hygienöverdrag med svetsade sömmar• Mycket goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump med lång livstid• Unik märkning• Hälfunktion• Extra mjukt inneröverdrag• Komfortreglage, 0-250 kg• Transportfunktion	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 16 cm• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2-3⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-250 kg• Strömförsörjning: 230 V/50Hz• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Slitstark väska för transport och förvaring	80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.
 VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector	