

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Flexibel kombimadrass med mycket god komfort



CuroCell S.A.M.® Switch CF16 med Toppdel Olivia/U-del CC

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾, samt vid smärterapi. En luftmadrass med konstant lågt tryck som erbjuder mycket goda egenskaper avseende komfort och tryckutjämning⁽²⁾. Det är en kombimadrass med integrerad skumkärna och är tillverkad i mycket följsamma och hållbara material. Den medföljande pumpen är enkel att använda och mycket tystgående. Madrassen har en inbyggd hälffunktion.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 har den extra fördelen att pumpen även kan användas som enbart supportpump, vilket gör madrasssystemet både tyst och vibrationsfri.

Den levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en mycket väl

dokumenterad hygienisk standard⁽⁴⁾. Med det extra mjuka inneröverdraget, sänks det redan låga trycket⁽⁵⁾ och komforten ökar ytterligare.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER


- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- (2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.
- (3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.
- (5) Tryckmätningar Xsensor 2008.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2019-02-04.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Enkel skötsel och hantering• Extra mjukt inneröverdrag• Hälffunktion• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"⁽³⁾• Mycket goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump• Unik märkning	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 16 cm• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-200 kg• Strömförsörjning: 230 V/50Hz• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Hygienöverdrag med svetsade sömmar• Kraftig transportväska• Transportfunktion• Väska till pump	80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.
	 VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector