

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Flexibel ersättningsmadrass med god komfort



CuroCell S.A.M.® Switch CF16 med Toppdel Olivia/U-del CC

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

CuroCell S.A.M.® Switch CF16

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. En luftmadrass med konstant lågt tryck som erbjuder goda egenskaper avseende komfort och tryckutjämning⁽²⁾.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 är en ersättningsmadrass med integrerad skumkärna och är tillverkad av följsamma och hållbara material. Den medföljande pumpen är enkel att använda och är tystgående. Madrassen har en inbyggd hälffunktion. Pumpen kan även användas enbart som supportpump.

Madrassen levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾. Med det mjuka inneröverdraget sänks det redan låga trycket⁽⁵⁾ vilket bidrar till att komforten ökar ytterligare.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁶⁾.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(5) Tryckmätningar Xsensor 2008.

(6) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-04-14.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Enkel skötsel och hantering• Mjukt inneröverdrag• Hälffunktion• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾• Goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump	<ul style="list-style-type: none">• Typ: konstant lågt tryck• Höjd: 16 cm• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: upp till 200 kg• Strömförsörjning: 230 V/50Hz• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Hygienöverdrag med svetsade sömmar• Kraftig transportväska• Transportfunktion	80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.