

CuroCell S.A.M.® Switch

Flexibel bäddmadrass med god komfort



CuroCell S.A.M.® Switch med överdrag Steel

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

CuroCell S.A.M.® Switch

CuroCell S.A.M.® Switch används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Det är en luftmadrass med konstant lågt tryck som erbjuder goda egenskaper avseende komfort och tryckutjämning⁽²⁾. CuroCell S.A.M.® Switch är en bäddmadrass som är tillverkad i följsamma och hållbara material. Den medföljande supportpumpen är enkel att använda och är tystgående.

Madrassen levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽⁴⁾. Ett mjukt inneröverdrag finns som tillval. Det mjuka inneröverdraget sänker det redan låga trycket⁽⁵⁾ vilket bidrar till att öka komforten ytterligare.

CuroCell S.A.M.® Switch CF16 är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten. Med CuroCell S.A.M. Switch CF16 ingår också inneröverdrag Soft..



CuroCell S.A.M.® Switch tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁶⁾.

TILLVAL

- Mjukt inneröverdrag
- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Kraftig transportväska
- Transportfunktion

REFERENSER

- (1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
- (2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.
- (3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (4) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.
- (5) Tryckmätningar Xsensor 2008.
- (6) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell S.A.M. är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senast uppdaterad: 2021-04-12.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Enkel skötsel och hantering• Fästband i resår• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾• Goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Konstant lågt tryck• Höjd: 10 cm• Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 200 kg• Strömförsörjning: 230 V/50Hz• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
STORLEKAR	
80/85/90/105/120x200/210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.	