

CuroCell Cirrus® 2.0

För smärtterapi & tryckavlastning



CuroCell Cirrus 2.0 med Toppdel Olivia/U-del CC

CuroCell Cirrus 2.0®

CuroCell Cirrus® 2.0 används förebyggande och vid behandling av trycksår till och med kategori 4 (0-230 kg)⁽¹⁾ samt vid smärterterapi. Den används i alla typer av vårdmiljöer och placeras direkt på sängbotten.

CuroCell Cirrus® 2.0 kombinerar luft med skum som ger hög användarkomfort och tryckavlastning⁽²⁾. Genom sin vågliknande luftväxling lämpar den sig särskilt väl vid smärterterapi. Den integrerade hälffunktionen lindrar trycket på känsliga hälar.

Den tysta och lättanvända CuroCell Cirrus® pumpen har två olika inställningar, växlande och konstant lågt tryck. Pumpen är även utrustad med en sittfunktion vilket ger ökat stöd vid sittande läge. Det dubbla överdraget hjälper dessutom till att minska skjuveffekten vid rörelse i säng.

CuroCell Cirrus® 2.0 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget

”ångandas”⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

TILLVAL

- Kraftig transportväska
- Lågfriktionsöverdrag

REFERENSER

(1) *Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlin Cert 2009.

(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.

(4) SS-EN ISO 15496.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell Cirrus är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2019-07-02.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• Digital och användarvänlig pump• Enkel hantering och rengöring• CPR-funktion med transportfunktion• Hälffunktion• Kabelhållare• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömvavbrott• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som ”ångandas”⁽⁴⁾• CLP-funktion med automatisk återgång• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Överdrag med svetsade sömmar	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 21 cm• Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 4⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-230 kg• Brand: EN 597-1, -2• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 27 dBA• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel• Maskintvätt max 95 °C, torktumling
STORLEKAR	 <p>Skanna QR-koden för att se presentationsvideo.</p>
80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.	 <p>VÄLJ DIN MADRASS – Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass. www.careofsweden.com/mattress-selector</p>