

CuroCell UNO®

En ny generation tryckavlastande madrasser



CuroCell UNO med överdrag Stone/U-del CC

CuroCell UNO®

CuroCell UNO® är en premiumprodukt som används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4⁽¹⁾. Genom innovativ teknik lägger CuroCell UNO® grunden för en ny generation tryckavlastande madrasser.

Pumpen är helautomatisk och innehåller tre program – Alternierande, Pulserande och Konstant lågt tryck och anpassar sig utefter individen. Pumpen är utrustad med en stor och tydlig pekskärm som är enkel att använda. CuroCell UNO® levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget "ångandas"⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



TILLVAL

- Slitstark väska
- Lakanshållare

STORLEKAR

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm

Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden

REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2015.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(4) SS-EN ISO 15496.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell UNO är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjuds. Senast uppdaterad: 2018-12-10.

MADRASSENS FUNKTIONER

- Cell on Cell-konstruktion med säkerhetsmadrass
- Hålfunktion
- Statiska celler vid huvudområdet
- CPR-funktion
- Smart kabelhantering
- Fri från PVC
- Unik design för enklare hantering
- Klor-resistent (10 %) överdrag med multi-stretch
- Dragkedja med droppskydd

PUMPENS FUNKTIONER

- Helautomatisk med anpassning på individnivå
- Stor användarvänlig pekskärm med användarvänligt gränssnitt
- Inbyggd snabbguide
- 3 program: Alternierande, Pulserande, Konstant lågt tryck
- Omvårdnadsläge
- Pack&Go® funktion
- Tystgående utan vibrationer
- Batteridrift (tillval)
- Mjuka upphängningsändar
- Notifiering vid strömavbrott och/eller skada

FAKTA

- **Typ: Växeltrycksmadrass**
- **Höjd: 20 cm**
- **Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 4⁽¹⁾**
- **Rekommenderad brukarvikt: 0-250 kg**
- **Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz**
- **Ljudnivå pump, max: 20 dBA⁽²⁾**
- **Garanti: 2 år**
- **Maskintvätt max 95 °C, torktumling**
- **Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel**



Skanna QR-kod för att se presentationsvideo.



VÄLJ DIN MADRASS

– Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass.

www.careofsweden.com/mattress-selector