

CuroCell® Nova CX19



Funktionell & flexibel kombimadrass

CuroCell® Nova CX19

CuroCell® Nova CX19 används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾. Den används i alla typer av vårdmiljöer och är mycket enkel att hantera och sköta. Den är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

CuroCell® Nova CX19 arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns i flera olika utföranden. Den har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag.

Fakta

Typ: Växeltrycksmadrass

Höjd: 19 cm

Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 2⁽¹⁾

Rekommenderad brukarvikt: 0-150 kg

Brand: EN 597-1, -2

Strömförsörjning: 230 V/50 Hz

Ljudnivå pump: 21 dBA

Garanti: 2 år

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



Funktioner och egenskaper

- CPR-funktion - snabbtömning av luft vid HLR
- Hälfunktion
- Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"⁽³⁾
- Mycket goda rengöringsegenskaper
- Transportfunktion
- Tyst och energisnål pump
- Utbytbara celler i polyuretan

Madrasen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som erbjuder en mycket god hygienisk standard⁽²⁾. Det mjuka och elastiska överdraget "ångandas"⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® Nova CX19 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Storlekar

80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm.

Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.

Tillval

- Distanstyg - för bättre komfort
- Kabelhållare
- Kraftig transportväska
- Lakanshållare
- Ventilerade celler (Low Air Loss)
- Överdrag med svetsade sömmar

Referenser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2016. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2018-01-10.



Skanna QR-kod för att se presentationsvideo.



Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt

Läs om hur du väljer rätt madrass på:

www.careofsweden.se/madrassvaljaren

 care of sweden
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo
0771-106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.se