

# CuroCell® 3 CX13



Effektiv & flexibel bäddmadrass

# CuroCell® 3 CX13

CuroCell® 3 CX13 används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 3<sup>(1)</sup>. Den används i alla typer av vårdmiljöer och är en mycket effektiv och funktionell bäddmadrass som placeras ovanpå en befintlig madrass.

Madrassen arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns i flera olika utföranden. Den har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag. Pumpen har alla nödvändiga funktioner och är både driftsäker och energisnål.

## Fakta

Typ: Växeltrycksmadrass

Höjd: 13 cm

Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 3<sup>(1)</sup>

Rekommenderad brukarvikt: 0-160 kg

Strömförsörjning: 230 V/50 Hz

Ljudnivå pump: 21 dBA

Garanti: 2 år

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/ eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



## Funktioner och egenskaper

- CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR
- Digital pump med inbyggd sensor
- Ljud- och ljuslarm vid för lågt tryck
- Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"<sup>(3)</sup>
- Mycket goda rengöringsegenskaper
- Statisk funktion med automatisk återgång
- Transportfunktion
- Tyst och energisnål pump
- Utbytbara luftceller av polyuretan

Den levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(2)</sup>. Det mjuka och elastiska överdraget "ångandas"<sup>(3)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 3 CX19, utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten, kan också väljas.

CuroCell® 3 CX13 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

## Storlekar

80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm.

Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.

## Tillval

- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Hälfunktion
- Kraftig transportväska
- Ventilerade celler (Low Air Loss)

## Referenser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2016. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2016-11-22.



### Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt

Läs om hur du väljer rätt madrass på:

[www.careofsweden.se/madrassvaljaren](http://www.careofsweden.se/madrassvaljaren)

 **care of sweden**  
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo  
0771-106 600 | [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se) | [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)