

# CuroCell® 4 AD

## Komfortabel växeltrycksmadrass



CuroCell 4 AD med Toppdel Olivia/U-del CC

# CuroCell® 4 AD

CuroCell® 4 AD används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4<sup>(1)</sup>. Den används i alla typer av vårdmiljöer och är en mycket funktionell madrass med hög komfort och placeras direkt på sängbotten.


Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(2)</sup>. Det mjuka och elastiska överdraget "ångandas"<sup>(3)</sup> vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 4 AD tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



## MED TILLBEHÖRSPAKET PRO INKLUDERAS ÄVEN TILLVALEN

- Hälfunktion
- Kabelhållare
- Distanstyg
- Lakanshållare
- Väska




## REFERENSER

- (1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
- (2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.
- (3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-08-09.

| FUNKTIONER OCH EGENSKAPER   | FAKTA  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Digital pump</li><li>• Enkel skötsel och hantering</li><li>• Handtag för transport och förflyttning</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömbrott</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"<sup>(1)</sup></li><li>• Konstant lågt tryck med automatisk återgång</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Typ: Växeltrycksmadrass</b></li><li>• <b>Höjd: 21 cm</b></li><li>• <b>Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 4<sup>(1)</sup></b></li><li>• <b>Rekommenderad brukarvikt: 0-200 kg</b></li><li>• <b>Strömförsörjning: 230 V/50 Hz</b></li><li>• <b>Ljudnivå pump: 27 dBA</b></li><li>• <b>Garanti: 2 år</b></li><li>• <b>Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</b></li><li>• <b>Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</b></li></ul> |
| TILLVAL   | STORLEKAR  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Distanstyg - för bättre komfort (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Hälfunktion (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Kabelhållare (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Kraftig transportväska (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Lakanshållare (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Hygienöverdrag med svetsade sömmar</li><li>• Lågfriktionsöverdrag</li><li>• Ventilerade celler (Low Air Loss)</li></ul>   | 80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm.<br>Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.  |
|   |  <b>VÄLJ DIN MADRASS</b><br>– Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass.<br><a href="http://www.careofsweden.com/mattress-selector">www.careofsweden.com/mattress-selector</a>  |