


# CuroCell® 4 AD

## Komfortabel växeltrycksmadrass



CuroCell® 4 AD med Toppdel Olivia/U-del CC

# CuroCell® 4 AD

CuroCell® 4 AD är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4<sup>(1)</sup>. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är en funktionell madrass med god komfort och placeras direkt på sängbotten.


Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard<sup>(2)</sup>. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt<sup>(3)</sup> vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 4 AD tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(4)</sup>.



## MED TILLBEHÖRSPAKET PRO INKLUDERAS ÄVEN TILLVALEN

- Hålfunktion
- Kabelhållare
- Distanstyg
- Lakanshållare
- Väska



## REFERENSER

- (1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
- (2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.
- (3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).
- (5) EN ISO 11201 "Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels".
- (6) ISO 3746:2010 "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane".

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Digital pump</li><li>• Enkel skötsel och hantering</li><li>• Handtag för transport och förflyttning</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömavbrott</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(3)</sup></li><li>• Omvårdnadsläge med automatisk återgång</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: Växeltrycksmadrass</li><li>• Höjd: 21 cm</li><li>• Används som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4<sup>(1)</sup></li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 200 kg</li><li>• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz</li><li>• Ljudnivå pump, max: 19 dBA<sup>(5)</sup>, 34 dBA<sup>(6)</sup></li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Distanstyg - för bättre komfort (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Hålfunktion (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Kabelhållare (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Kraftig transportväska (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Lakanshållare (CuroCell 4® PRO)</li><li>• Hygienöverdrag med svetsade sömmar</li></ul>	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.
	 Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.  Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-04-13.