

# CuroCell® AUTO420

Självinställande madrasssystem  
med hög användbarhet



CuroCell AUTO420 med överdrag Olivia/U-del CC

# CuroCell® AUTO420

CuroCell® AUTO420 används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 4<sup>(1)</sup>. Den används i alla typer av vårdmiljöer och är en mycket funktionell och kostnadseffektiv kombimadrass som placeras direkt på sängbotten.

Med CuroCell® AUTO420 förenklas hanteringen jämfört med traditionella madrasssystem. Pumpens självinställande teknologi gör att systemet ställer in sig automatiskt efter brukarens vikt, läge och position. Madrassen kan användas med växlande tryck eller med konstant lågt tryck.

Den har utbytbara celler som sitter i ett separat inneröverdrag vilket gör madrassen enkel att hantera vid t ex rengöring.

Madrassen levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som "ångandas"<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd

som är enkelt att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard<sup>(3)</sup>.

CuroCell® AUTO420 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

## REFERENSER


- (1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
- (2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2020. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2020-06-01.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Digital pump med självinställande teknologi</li><li>• Enkel skötsel</li><li>• Handtag för transport och förflyttning</li><li>• Hälfunktion</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömbrott</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"<sup>(2)</sup></li><li>• Statisk funktion med automatisk återgång</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li><li>• Utbytbara luftceller av polyuretan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Typ: Växeltrycksmadrass</b></li><li>• <b>Höjd: 20 cm</b></li><li>• <b>Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 4<sup>(1)</sup></b></li><li>• <b>Rekommenderad brukarvikt: 0-250 kg</b></li><li>• <b>Brand: EN 597-1, -2</b></li><li>• <b>Strömförsörjning: 230 V/50 Hz</b></li><li>• <b>Ljudnivå pump: 21 dBA</b></li><li>• <b>Garanti: 2 år</b></li><li>• <b>Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</b></li><li>• <b>Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</b></li></ul>
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hygienöverdrag med svetsade sömmar</li><li>• Kabelhållare</li><li>• Kraftig transportväska</li><li>• Lakanshållare</li><li>• Lågfriktionsöverdrag</li></ul>	<p>80/85/90/105/120 x 200/210 cm.</p> <p>Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.</p>
	 <p><b>Madrassväljaren</b> - Guidelines vid val av produkt Läs om hur du väljer rätt madrass på: <a href="http://www.careofsweden.se/madrassvaljaren">www.careofsweden.se/madrassvaljaren</a></p>