

# CuroCell® AUTO420

Automatiskt madrassystem  
med god användbarhet



CuroCell AUTO420 med överdrag Olivia/U-del CC

# CuroCell® AUTO420

CuroCell® AUTO420 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4<sup>(1)</sup>. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är en funktionell ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten.

CuroCell® AUTO420 är enkel att hantera och använda. Madrasssystemet reglerar självständigt och utan manuell justering madrassens inre tryck till olika värden baserat på vårdtagarens vikt och lägesändring. Ingen manuell åtgärd behöver göras för att påverka madrassens inre tryck.

CuroCell® AUTO420 har utbytbara celler som sitter i ett separat inneröverdrag vilket gör madrassen enkel att hantera vid t ex rengöring.



Madrassen levereras med ett elastiskt och följsamt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard<sup>(3)</sup>.

CuroCell® AUTO420 tillverkas av moderna återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(4)</sup>.

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-04-13.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR</li><li>• Digital pump med automatisk funktion</li><li>• Enkel skötsel</li><li>• Handtag för transport och förflyttning</li><li>• Hälfunktion</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck</li><li>• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömavbrott</li><li>• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt<sup>(2)</sup></li><li>• Omvårdnadsläge med automatisk återgång</li><li>• Transportfunktion</li><li>• Tyst och energisnål pump</li><li>• Utbytbara luftceller av polyuretan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: Växeltrycksmadrass</li><li>• Höjd: 20 cm</li><li>• Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4<sup>(1)</sup>.</li><li>• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 250 kg</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz</li><li>• Ljudnivå pump: 21 dBA</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hygienöverdrag med svetsade sömmar</li><li>• Kabelhållare</li><li>• Kraftig transportväska</li><li>• Lakanshållare</li></ul>	80/85/90/105/120 x 200/210 cm. Vid behov av andra storlekar, kontakta Care of Sweden.