

CuroCell® A4 CX16

Ett helautomatiskt och flexibelt
växeltryckssystem med låg bäddhöjd



CuroCell A4® CX16 med Toppdel Stone/U-del CC

CuroCell® A4 CX16

CuroCell® A4 CX16 erbjuder enkelhet i kombination med komfort samtidigt som systemet på ett effektivt sätt bidrar till att förebygga och behandla trycksår till och med kategori 4, samt oklassificerade trycksår⁽¹⁾. Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat.

CuroCell® A4 CX16 har en intelligent pump med ett användarvänligt gränssnitt. Pumpen är helautomatisk och behöver inte justeras manuellt. Systemet identifierar användaren och hanterar automatiskt alla inställningar för att optimera trycket utifrån användarens behov.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien⁽³⁾, kvalitet och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla⁽⁴⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. De är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.



TILLVAL

- Slitstark väska
- Lakanshållare

STORLEKAR

80/85/90/100/105/120x200/210 x 16 cm

REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, "performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2019-01-24.

MADRASSENS FUNKTIONER

- Utbytbara celler med säkerhetsmadrass i kallsaum
- Hälfunktion
- Multifunktionellt inneröverdrag
- Unik CPR-funktion med transportfunktion
- Smart kabelhantering
- Unik design för enkel hantering och användning
- Dragkedja med droppskydd

PUMPENS FUNKTIONER

- Helautomatisk pump som anpassas individuellt till brukaren
- Användarvänligt gränssnitt
- Ljud- och ljusnotifikationer
- Tre programlägen: Pulserande, alternerande och konstant lågt tryck
- Omvårdnadsläge
- Pack & Go® - funktion
- Tyst drift och vibrationsfri
- Låg spänning (12V strömförsörjning)
- Mjuka friktionshängare med extra mjuk spets
- Air Flow Control™; Konstant temperatur, ökad användarkomfort, minskad energiförbrukning

FAKTA

- **Typ: Växeltrycksmadrass**
- **Höjd: 16 cm**
- **Rekommenderad brukarvikt: 0–200 kg**
- **Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz**
- **Ljudnivå, pump, max.: 17 dBA⁽²⁾**
- **Garanti: 2 år**
- **PVC-fri**
- **Maskintvätt i max 95 °C, torktumling**
- **Rengöring av överdrag: Torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel**
- **Klortåligt (1 %) multistretchöverdrag (överdrag Stone med svetsade sömmar, 10 %)**



Skanna QR-koden för att se en presentationsvideo.



VÄLJ DIN MADRASS

– Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass.

www.careofsweden.com/mattress-selector