

# CuroCell® Nova



Enkel & funktionell bäddmadrass

# CuroCell® Nova

CuroCell® Nova används förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2<sup>(1)</sup>. Det är en växeltrycksmadrass som passar många och är mycket enkel att hantera och sköta, en bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som erbjuder en mycket god hygienisk standard<sup>(2)</sup>. Det mjuka och elastiska överdraget "ångandas"<sup>(3)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.

## Fakta

Typ: Växeltrycksmadrass

Höjd: 13 cm

Funktion: Förebyggande och vid behandling t o m kategori 2<sup>(1)</sup>

Rekommenderad brukarvikt: 0-150 kg

Strömförsörjning: 230 V/50 Hz

Ljudnivå pump: 21 dBA

Garanti: 2 år

Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.




## Funktioner och egenskaper

- Användarvänlig
- CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR
- Dragkedja på tre sidor
- Fästband i resår
- Inbyggd hälfunktion
- Luftceller i polyuretan
- Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som "ångandas"<sup>(3)</sup>
- Mycket goda rengöringsegenskaper
- Tyst och energisnål pump
- Unik märkning

CuroCell® Nova har luftceller i polyuretan med inbyggd hälfunktion.

Den tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.



## Storlekar

85x200 cm.

## Tillval

- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Kraftig transportväska

## Referenser

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, SS 876 00 19 "Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt".

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2016. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2016-11-22.



Skanna QR-kod för att se presentationsvideo.



Skanna QR-kod för att se instruktionsvideo.



## Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt  
Läs om hur du väljer rätt madrass på:  
[www.careofsweden.se/madrassvaljaren](http://www.careofsweden.se/madrassvaljaren)

 care of sweden  
Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo  
0771-106 600 | [info@careofsweden.se](mailto:info@careofsweden.se) | [www.careofsweden.se](http://www.careofsweden.se)