

CuroCell® Nova

Enkel & funktionell bäddmadrass



CuroCell® Nova med överdrag Olivia

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

CuroCell® Nova

CuroCell® Nova är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Det är en växeltrycksmadrass som passar många och är enkel att hantera och sköta. CuroCell® Nova är en bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som erbjuder en god hygienisk standard⁽²⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® Nova har luftceller i polyuretan med inbyggd hälffunktion. Madrassen tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾.



TILLVAL

- Hygienöverdrag med svetsade sömmar
- Kraftig transportväska

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och CuroCell är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2021-04-09.

| MADRASSENS FUNKTIONER | FAKTA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Användarvänlig• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Dragkedja på tre sidor• Fästband i resår• Inbyggd hälffunktion• Luftceller i polyuretan• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabel⁽³⁾• Goda rengöringsegenskaper• Tyst och energisnål pump | <ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 13 cm• Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t. o.m kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 150 kg• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 21 dBA• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling. |
| STORLEKAR | |
| 85x200 cm Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden. | |