

CuroCell® Nova CX13

Funktionell & flexibel bäddmadrass



CuroCell Nova CX13 med överdrag Olivia

CuroCell® Nova CX13

CuroCell® Nova CX13 används förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2⁽¹⁾. Den används i alla typer av vårdmiljöer och är mycket enkel att hantera och sköta, en bäddmadrass som placeras ovanpå en befintlig madrass.

Madrassen arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns i flera olika utföranden. Den har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag.

CuroCell® Nova CX13 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som erbjuder en mycket god hygienisk standard⁽²⁾. Det mjuka och elastiska överdraget ”ångandas”⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.



CuroCell® Nova CX19, utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten, kan också väljas.

Madrassen tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER

(1) *Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.


(2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126,

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke för Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes.
Senast uppdaterad: 2019-10-21.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som ”ångandas”⁽³⁾• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Två programlägen: Alternierande och Konstant lågt tryck.• Utbytbara celler i polyuretan i ett separat inneröverdrag• Mycket goda rengöringsegenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 13 cm• Funktion: Förebyggand och vid behandling ‘ t.o. m kategori 2 ⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-150 kg• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 21 dBA• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Hålfunktion• Överdrag med svetsade sömmar• Kraftig transportväska	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.
	 <p>Madrassväljaren - Guidelines vid val av produkt Läs om hur du väljer rätt madrass på: www.careofsweden.se/madrassvaljaren</p>