

CuroCell® Nova CX13

Funktionell & flexibel bäddmadrass



CuroCell® Nova CX13 med överdrag Olivia

CuroCell® Nova CX13

CuroCell® Nova CX13 är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2⁽¹⁾. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är enkel att hantera och sköta. CuroCell® Nova CX13 är en bäddmadrass som placeras ovanpå en befintlig madrass.

Madrassen arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns i flera olika utföranden. Den har utbytbara celler i polyuretan som sitter i ett separat inneröverdrag.

CuroCell® Nova CX13 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag som erbjuder en god hygienisk standard⁽²⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽³⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.



CuroCell® Nova finns också som ersättningsmadrass, CuroCell® Nova CX19, som är utrustad med integrerad skumkärna för placering direkt på sängbotten.

Madrassen tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁴⁾.

REFERENSER

- (1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019
- (2) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.
- (3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
- (4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).
- (5) EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke för Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes.
Senast uppdaterad: 2021-04-12.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽³⁾• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Två programlägen: alternerande och konstant lågt tryck.• Utbytbara celler i polyuretan i ett separat inneröverdrag• Goda rengöringsegenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 13 cm• Funktion: Används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o. m kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 150 kg• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 21 dBA⁽⁵⁾• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Hälfunktion• Överdrag med svetsade sömmar• Kraftig transportväska	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.