

Curera® Öronkudde

För avlastning av känsliga öron



Öronkudde med bomullsöverdrag/hygienöverdrag

Curera® Öronkudde

En kudde tillverkad för att avlasta känsliga öron, ett område som är särskilt utsatt för trycksår när brukaren ligger stilla i sängen.

Kudden ger ett stöd för ansiktet och det ovalt formade hålet ger örat total avlastning.

Öronkudden levereras med bomullsöverdrag och hygienöverdrag. Bör därför användas som en produkt avsedd för en brukare.

Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort).

Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2018. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2018-11-07.



RENGÖRING	FAKTA
<p>Hygienöverdrag Överdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.</p> <p>Bomullsöverdrag Maskintvätt max 70 °C.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fyllning 50 % HR-skum/50 % polyesterfiber• Hygienöverdrag: Polyuretan/Polyester• Garanti: 1 år• Storlek: 32x32 cm