

# Curera® Trekantskudde

Trekantskudde för underbensstöd



 **curera**<sup>™</sup>  
positionering

 **care of sweden**  
SUPPORTING LIFE

# Curera® Trekantskudde

Få spontana rörelser ökar förekomsten av trycksår, men med regelbundna lägesändringar kan risken för tryckskador minskas. Positionera efter behov i både liggande och sittande läge.

Curera® Positionering är en serie stabila kuddar, rullar och kilar som täcker in de flesta behov av stöd och avlastning. De är också till hjälp vid omläggning och skötsel. Till kuddarna och rullarna finns även våra hygienskydd och bomullsöverdrag som tillbehör.

Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.

Curera® Trekantskudde placeras under knäna, minskar skjuvkrafter i sittande position och skapar viloläge i liggande. Trekantskudden kan också placeras som en ryggstöds kudde bakom brukarens rygg.



EXEMPEL PÅ POSITIONERING

RENGÖRING	FAKTA
<p>Hygienöverdraget avtorkas med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.</p> <p>Innerkudde: Maskintvätt max 95 °C. Kan torktumlas/torkskåp, undvik övertorkning. För snabbare torkning, kör centrifugering tre till fyra gånger.</p> <p>Bomullsöverdrag: Maskintvätt max 70 °C.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Storlek: 47x28x28 cm, 62x35x35 cm</b></li><li>• <b>Fyllning: 50 % HR skum/50 % polyesterfiber.</b></li><li>• <b>Garanti: 1 år.</b></li><li>• <b>Tillbehör:</b> <b>Hygienöverdrag: Polyuretan/polyester</b> <b>Bomullsöverdrag</b></li></ul> <p>  Läs bruksanvisningen före användning av produkten.</p>

Care of Sweden och Curera är registrerade varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2013. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-06-03.